

Vacutainer, Becton Dickinson

Prøvemateriale	Propfarve	PTB / Webreq
Rør med gel til serum	gul	GUL/GEL#
Rør med gel til plasma, Li-heparin	mint	MGRØN#
Rør uden gel til plasma, Li-heparin	grøn	GRØN#
Rør med EDTA	lilla	LILLA(K2 eller K3)#
Rør med gel til plasma, EDTA	Hvid	HVID5
Rør med citrat	blå	BLÅ#
Rør med flourid og citrat* til Glukose;P	pink	PINK3
Rør med flourid og heparin	grå	GRÅNAHF
Rør med citrat til SR	sort	SORT1.0
Rør uden tilsætning	rød	RØD#
Rør til urin	Gul	URIN

* FC Mix Tube, Vacuette, Greiner

Angiver rørets størrelse i ml